

TAC

Touch Alarm controller zorgoproepaanpassing

De TAC is een speciale aanraakschakelaar voor verpleegoproep in ziekenhuizen en revalidatiecentra, bedoeld voor patiënten die niet in staat zijn een standaard alarmknop te bedienen.



De TAC bestaat uit een basiseenheid en een bedieningssensor. Een lichte aanraking of zelfs benadering van de sensor is voldoende om de oproep te activeren. De sensor is gevat in een gesloten hygiënische behuizing van hoogwaardig kunststof (POM) en bestand tegen ontsmetting met 70% alcohol.

De sensor kan eenvoudig gemonteerd worden op het Shannon tafelstatief met 10 mm adapter, door gebruik te maken van de rechte statief adapter of de zwanenhals adapter.

De verbindingkabel tussen de basiseenheid en de sensor kan een lengte hebben tot 10 meter. De schakelaar uitgang van de basiseenheid kan rechtstreeks met het Verpleeg Oproep Systeem (VOS) verbonden worden in plaats van een standaard beldrukker.

Met een bijgeleverd Windows pc-programma kunnen diverse variabelen zoals gevoeligheid van de sensor of de keuze tussen Maak- of Breek-schakelaar worden ingesteld.

Alle instellingen worden in de basiseenheid of de sensor bewaard, ook wanneer het systeem wordt uitgeschakeld.

Artikelnummers:

SHA-TAC-BASIS	TAC Basiseenheid
SHA-TAC-SENSOR	TAC Sensor
SHA-TAC-ADA-7R	TAC Statief adapter recht 7 cm
SHA-TAC-ADA-27Z	TAC Statief adapter zwanenhals 27 cm
SHA-TAC-SENSKAB	TAC Sensor kabel
SHA-TAC-VOEDING	TAC Netvoedingsadp. 9 V DC

